



1 000 CLICHÉS RADIOLOGIQUES MEMORISÉS SUR VOTRE RSVHD



RSVHD
MEMORY *m*
NEW DIGITAL RADIOLOGY



DÉCLENCHÉZ

Prenez vos radios numériques avec le capteur haute définition. Visualisez-les en temps réel sur l'écran intégré.

STOCKEZ

Sauvegardez-les dans la mémoire de l'appareil (jusqu'à 1 000 radios numériques).



N'IMPORTE OÙ

- ➔ dans un local radio ➔ dans un bloc de chirurgie ➔ au fauteuil
- ➔ à l'extérieur du cabinet avec un générateur de radio portable ou tout autre type de générateur (cabinet secondaire)



EN TOTALE LIBERTÉ

- ➔ sans ordinateur à proximité
- ➔ en mode immédiat avec transmission sans fil



WirelessSystem

CARTE MÉMOIRE SD INTÉGRÉE (CAPACITÉ DE STOCKAGE JUSQU'À 1 000 CLICHÉS)

EN MODE MEMORY, LE NOM DU PATIENT PEUT ÊTRE TRANSFÉRÉ DANS L'APPAREIL

UN TÉMOIN DE CHARGE INFORME L'UTILISATEUR DU NIVEAU DES BATTERIES

LES CLICHÉS SONT AFFICHÉS EN 5 SECONDES SUR L'ÉCRAN DE L'APPAREIL

5s

INDICATEUR DE MODE (MEMORY / PC / TRANSFERT)

POSSIBILITÉ DE VISUALISER LES CLICHÉS STOCKÉS DANS L'APPAREIL EN MODE MEMORY



www.visident.com

EMAIL / contactus@visident.com

VISIDENT IMAGINE & CREATE